

Elektronický přístroj na masáž a hubnutí Y-1018



Výhody

Zmírňuje bolesti kloubů, ramen, zad a končetin – pomáhá se Vám cítit lépe, bez pomocných léků

Zabraňuje bolesti - impulsem probíhajícím do mozku

Zlepšuje krevní oběh

Pracuje kdykoliv a kdekoliv

Procvičuje neaktivní svaly

Uvolňuje křeče ve svalech, svalovou a kloubní ztuhlost

Funkce

Nastavení intenzity z úrovně 1 na úroveň 10

3 terapeutické režimy ošetření výběry (obr.*1)

Indikátor LED světla

dvojitý program

automatické vypnutí



obr.*1

Obsah balení

- elektronický přístroj

- propojovací kabel

- 4 opětovně použitelné elektrody, které jsou omyvatelné

- baterie

Údržba přístroje

1. Vyčistěte jednotku navlhčeným hadříkem, nebo neutrálním čistícím prostředkem
2. Nepoužívejte, ani neuskładňujte v místnosti, kde se vyskytují magnetická pole nebo elektrické vlny
3. Nevystavujte přístroj na přímé slunce, vlhkosti
4. Uchovávejte mimo dosah dětí
5. Pokud se nebude přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie

Odstraňování problémů

Vůbec žádná stimulace

- | | |
|---|---|
| 1. Jsou podložky a kabel správně připojeny? | Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že je vše správně |
| 2. Jsou baterie vybité? | Pokud ano, vyjměte je a vyměňte za nové |

VAROVÁNÍ !

Nepoužívat v případě, že máte - onemocnění srdce, vysokou horečku, akutní (bolestivé) onemocnění, abnormální krevní tlak, bolestivá menstruace, těhotenství, po porodu, zhoubné nádory, když je tělo mokré (spoceně, koupel,..), tuberkulózní onemocnění

- Lidé, kteří se s něčím léčí, by používání přístroje měli konzultovat se svým obvodním lékařem

POUŽITÍ TLAČÍTEK

